



SHERACAST

Proporciones de mezcla recomendadas - polvo de revestimiento : **SHERALIQUID**

Nuestras recomendaciones son valores orientativos y se basan en resultados de prueba de nuestro laboratorio. Varios factores locales como por ejemplo la temperatura ambiente, la humedad o ajustes de la batidora pueden influir los resultados. Por favor sigan las instrucciones de uso. Para cualquier tipo de pregunta técnica, nos es grato ayudarles.

	polvo	líquido total	SHERALIQUID	+	agua desmineralizada
Preparación del modelo Duplicación en gelatina	100 g	19 ml de eso	13,3 ml (70 %)	+	5,7 ml (30 %)
Preparación del modelo Duplicación en silicona	100 g	21 ml de eso	16,8 ml (80 %)	+	4,2 ml (20 %)
Sobrecolado	100 g	21 ml de eso	10,5 ml (50 %)	+	10,5 ml (50 %)
	400 g	84 ml de eso	42,0 ml (50 %)	+	42,0 ml (50 %)
Cera fotopolimerizable	100 g	21 ml de eso	16,8 ml (80 %)	+	4,2 ml (20 %)
	600 g	126 ml de eso	101,0 ml (80 %)	+	25,0 ml (20 %)