



SHERACAST 2000

Empfohlene Mischungsverhältnisse von Einbettmassenpulver : **SHERALIQUID**

Unsere Empfehlungen basieren auf Testergebnissen unseres Labors und sind Richtwerte. Verschiedene Faktoren vor Ort wie z. B. die Raumtemperatur, die Luftfeuchtigkeit oder die Einstellungen des Rührgerätes können die Ergebnisse beeinflussen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung. Bei technischen Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

	Pulver	Gesamtflüssigkeit		SHERALIQUID	+	entmineralisiertes Wasser
Modellherstellung	100 g	23 ml	davon	18,4 ml (80 %)	+	4,6 ml (20 %)
Überbettung	100 g	23 ml	davon	11,5 ml (50 %)	+	11,5 ml (50 %)
	400 g	92 ml		46,0 ml (50 %)		46,0 ml (50 %)
Lichtwachs	100 g	21 ml	davon	16,8 ml (80 %)	+	4,2 ml (20 %)
	600 g	126 ml	davon	100,8 ml (80 %)	+	25,2 ml (20 %)